

The logo for Trives, featuring the word "Trives" in a white, sans-serif font on a dark purple background. A yellow decorative line starts from the top left, curves around the letter 'T', and then extends downwards and loops back to the left.

Уважаемые партнеры!

Хотим напомнить об ассортименте ортопедических стелек Тривес, произведенных методом формовки на прессе.


В ассортименте представлены:

- ортопедические стельки и полустельки для взрослых: СТ-143, СТ-144, СТ-142, СТ-242, СТ-141, СТ-134
- ортопедические стельки для детей: СТ-186, СТ-184, СТ-185

Артикул: СТ-143

Тонкие стельки на упруго-эластичном каркасе, имеют небольшой вес и не уменьшают внутренний объем в обуви. Нижнее покрытие стелек обладает противоскользящим свойством и предотвращает смещение стелек в обуви.

Преимущества и функциональные особенности





Функции:

- поддержка продольного и поперечного сводов стопы при выраженном продольном, поперечном и комбинированном плоскостопиях
- разгрузка суставов и связочно-мышечного аппарата стопы
- снижение осевой нагрузки на суставы стопы, коленный и тазобедренный суставы, позвоночник
- активация мышечно-венозной помпы при сосудистой недостаточности нижних конечностей

Назначение:

- выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия
- артрозы и артриты суставов стопы, в том числе ревматоидный и подагрический артрит
- реабилитация после повреждений костей и связочно-мышечного аппарата стопы
- в комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей
- болевой синдром в области коленного и тазобедренного суставах, позвоночника

Размер изделия:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Верхнее покрытие:



СТ-143.1
бежевая
кожа



СТ-143.3
натуральная
пробка

Нижнее покрытие:



СТ-143.1
антискользя-
щее покрытие




СТ-143.3
рельефное
покрытие

Артикул: СТ-144

Тонкие стельки на эластичном каркасе с нижним покрытием, которое обеспечивает высокую износостойчивость изделия и поддерживает движение воздуха в обуви за счет рельефной структуры в виде сот. Имеют небольшой вес и не уменьшают внутренний объем в обуви.

Преимущества и функциональные особенности





Функции:

- поддержка продольного и поперечного свода стопы при выраженном продольном, поперечном и комбинированном плоскостопии
- разгрузка пяточной кости
- разгрузка суставов и связочно-мышечного аппарата стопы
- снижение осевой нагрузки на суставы стопы, коленный и тазобедренный суставы, позвоночник
- активация мышечно-венозной помпы при сосудистой недостаточности нижних конечностей

Назначение:

- выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия
- пяточная шпора
- артрозы и артриты суставов стопы, в том числе ревматоидный и подагрический артрит
- реабилитация после повреждений костей и связочно-мышечного аппарата стопы
- в комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей
- болевой синдром в области коленного и тазобедренного суставах, позвоночника

Размер изделия:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Верхнее покрытие:



СТ-144
бежевый
On Steam

Нижнее покрытие:




СТ-144
рельефное
покрытие

Артикул: СТ-142

Каркас стелек выполнен из амортизирующего ЭВА-полимера повышенной прочности, который обеспечивает эффективную поддержку сводов стопы и снижает осевую нагрузку на крупные суставы и позвоночник. Имеют небольшой вес.

Преимущества и функциональные особенности





Функции:

- поддержка продольного и поперечного сводов стопы при выраженном продольном, поперечном и комбинированном плоскостопиях
- разгрузка суставов и подошвенной поверхности стопы
- стабилизация и снижение нагрузки на пяточную часть стопы
- амортизирующее воздействие на коленный и тазобедренный суставы, позвоночник
- активация мышечно-венозной помпы при сосудистой недостаточности нижних конечностей

Назначение:

- выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия
- плантарный фасциит, пяточная шпора, пяточный бурсит
- артрозы и артриты суставов стопы, в том числе ревматоидный и подагрический артриты
- реабилитация после повреждений костей и связочно-мышечного аппарата стопы
- нестабильность голеностопного сустава, умеренно выраженная варусная установка стопы
- в комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей
- болевой синдром в области коленного и тазобедренного суставах, позвоночника

Размер изделия:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Верхнее покрытие:



СТ-142
бежевая
кожа

Нижнее покрытие:




СТ-142
ЭВА-полимер

Артикул: СТ-242

Ортопедические полустельки для повседневной обуви. Каркас повышенной прочности из амортизирующего ЭВА-полимера обеспечивает эффективную поддержку сводов стопы и снижает осевую нагрузку на крупные суставы и позвоночник.

Преимущества и функциональные особенности





Функции:

- поддержка продольного и поперечного сводов стопы при выраженном продольном, поперечном и комбинированном плоскостопиях
- амортизирующее воздействие на коленный и тазобедренный суставы, позвоночник
- активация мышечно-венозной помпы при сосудистой недостаточности нижних конечностей

Назначение:

- выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия
- плантарный фасциит, пяточная шпора, пяточный бурсит
- артрозы и артриты суставов стопы, в т.ч. ревматоидный и подагрический артриты
- вальгусная деформация 1-го пальца стопы - Hallux Valgus
- в комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей
- болевой синдром в области коленного и тазобедренного суставов, позвоночника

Размер изделия:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Верхнее покрытие:



СТ-242.1
бежевая
кожа



СТ-242.2
коричневая
кожа

Нижнее покрытие:




СТ-242.1, СТ-242.2
ЭВА-полимер

Артикул: СТ-141

Разгружающие стельки для повседневной обуви. Каркас выполнен из мягкого ЭВА-полимера с высокими эластичными свойствами для комфорта и удобства при ходьбе, снижения нагрузки на крупные суставы и позвоночник. Имеют небольшой вес.

Преимущества и функциональные особенности



*Комфорт



Функции:

- поддержка продольного и поперечного сводов стопы при умеренно выраженном продольном, поперечном и комбинированном плоскостопиях
- разгрузка подошвенной поверхности стопы при плантарном фасциите, пяточной части стопы при пяточной шпоре (СТ-141.1, СТ-141.2, СТ-141.3)
- разгрузка суставов и связочно-мышечного аппарата стопы
- стабилизация пяточного отдела стопы (СТ-141.4)
- снижение осевой нагрузки на суставы стопы, коленный и тазобедренный суставы, позвоночник
- активация мышечно-венозной помпы при сосудистой недостаточности нижних конечностей

Назначение:

- умеренно выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия
- плантарный фасциит, пяточная шпора, пяточный бурсит (СТ-141.1, СТ-141.2, СТ-141.3)
- артрозы и артриты суставов стопы, в т.ч. ревматоидный и подагрический артриты
- нестабильность в голеностопном и подтаранном суставе легкой степени (СТ-141.4)
- реабилитация после повреждений костей и связочно-мышечного аппарата стопы
- болевой синдром в области коленного и тазобедренного суставов и позвоночника

Размер изделия:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Верхнее покрытие:



СТ-141.1
«микралайнер»



СТ-141.2



СТ-141.3
шерстяное
полотно



СТ-141.4
микрофибра

Нижнее покрытие:



СТ-141.1, СТ-141.2,
СТ-141.3
ЭВА-полимер




СТ-141.4
ЭВА-полимер

Артикул: СТ-134

Тонкие разгружающие стельки для модельной и повседневной обуви. Изготовлены из двухслойного материала на основе латексной пены разной плотности. Хорошо подходят для чувствительной стопы, не уменьшает внутренний объем в обуви.

Преимущества и функциональные особенности



Функции:

- поддержка поперечного свода стопы
- разгрузка продольного свода стопы при болевом синдроме
- разгрузка натоптышей и гиперкератозов подошвенной поверхности стопы

Назначение:

- болевой синдром в области подошвенной поверхности стопы
- умеренно выраженное поперечное плоскостопие
- умеренный болевой синдром в области переднего отдела стопы
- плантарный фасциит
- натоптыши, ороговелости и гиперкератозы подошвенной поверхности стопы

Размер изделия:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Верхнее покрытие:




СТ-134
текстильный
материал

Нижнее покрытие:



СТ-134
амортизирующий
слой




Артикул: СТ-186



Детские корректирующие стельки с каркасом из жесткого термопласта. Имеют антискользящее нижнее покрытие и специальный рельефный участок для предотвращения смещения изделия в обуви.

Преимущества и функциональные особенности





Функции:

- коррекция выраженной плоско-вальгусной деформации стоп у детей
- коррекция продольного свода стопы
- стабилизация пяточной кости за счет высоких бортиков изделия и углубленного профиля стельки в области пятки
- коррекция положения стопы в области таранно-пяточно-ладьевидного и голеностопного сустава стопы

Назначение:

- выраженная нефиксированная плоско-вальгусная деформация стоп
- умеренно выраженная варусная установка пяточной части стопы
- в комплексном лечении Х- и О-образной деформации коленных суставов и нарушении осанки у детей
- реабилитация после травмы стопы и голеностопного сустава

Размер изделия:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Верхнее покрытие:



СТ-186.1
бежевый



СТ-186.2
серый

«микрорайнер» «микрорайнер»

Нижнее покрытие:




СТ-186.1, СТ186.2
антискользящее
покрытие

Артикул: СТ-184

Детские корректирующие стельки с каркасом из упругого ЭВА-полимера. Каркас обеспечивает высокую формоустойчивость и амортизационные свойства. Пятка выполнена в форме каблочки для правильной установки и фиксации стельки в обуви.

Преимущества и функциональные особенности





Функции:

- коррекция плоско-вальгусной деформации стоп у детей
- коррекция продольного свода стопы
- стабилизация пяточной кости за счет высоких бортиков изделия и углубленного профиля стельки в области пятки
- коррекция положения стопы в области таранно-пяточно-ладьевидного и голеностопного сустава стопы

Назначение:

- нефиксированная плоско-вальгусная деформация стоп
- умеренно выраженная варусная установка пяточной части стопы
- в комплексном лечении Х- и О-образной деформаций коленных суставов и нарушении осанки у детей
- реабилитация после травм стопы и голеностопного сустава

Размер изделия:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Верхнее покрытие:



СТ-184.1
серый
«микралайнер»



СТ-184.2
принтованный
«канвас»

Нижнее покрытие:




СТ-184.1, СТ184.2
ЭВА-полимер

Артикул: СТ-185



Детские сводоформирующие стельки, рекомендуются детям без выраженных анатомических признаков изменения стоп, в периоды быстрого роста и в группах риска развития плоскостопия. Мягкий эластичный каркас стелек из ЭВА-полимера обладает активирующим воздействием на связки и мышцы стопы.

Преимущества и функциональные особенности





Функции:

- умеренная поддержка продольного свода стопы
- тренирующее воздействие на связочно-мышечный аппарат стопы
- поддержка пяточной кости в правильном физиологическом положении
- амортизационное воздействие на коленный и тазобедренный суставы, позвоночник

Назначение:

- формирование сводов стопы у детей, не имеющих выраженных анатомических изменений стоп
- периоды быстрого роста или развития ребенка
- профилактика остеохондропатий детского возраста (болезнь Шинца, Келлера I и II)
- профилактика плоскостопия в группах риска (ослабленные и часто болеющие дети; дефицит и избыток веса; синдром гипермобильности суставов и др.)

Размер изделия:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Верхнее покрытие:



СТ-185.1
серый
«микралайнер»



СТ-185.2
красный
«микралайнер»



СТ-185.3
принтованный
«канвас»



СТ-185.4
шерстяное
полотно

Нижнее покрытие:



ЭВА-полимер

Trives

Траектория
здоровой
жизни

Несомненно, данная продукция станет неотъемлемой и востребованной частью Вашего ассортимента!

Изделия зарегистрированы в Росздравнадзоре РФ
и имеют соответствующие разрешительные документы.

**Интересующие подробности Вы можете узнать у менеджеров
регионального отдела продаж компании «Тривес»:**



(812) 329-72-97 (многоканальный)



info@trives-spb.ru

Следите за нашими новостями и интересной информацией:



trives-spb.ru



club_trives_spb



trives



trivesshop



trives_spb

**Сотрудничество с компанией «Тривес» — надежный путь к успеху
и процветанию Вашего бизнеса!**